

# CONOZCA BIEN SUS AUDÍFONOS


CLINICA AUDIOLOGICA

**Cualitek S.A.**

**CATEGORIA: INTRACANAL DIGITAL**

CENTRAL TELEFONICA  
**2256-0256**

**COMO LIMPIAR EL FILTRO**




SUS AUDIFONOS CUENTAN CON UN SISTEMA DE PROTECCION ANTI-CERUMEN QUE CONSISTE EN UNA PEQUEÑA TAPA QUE PROTEGE LA ENTRADA DE CERA AL PARLANTE. PARA MANTENER LIMPIOS SUS AUDIFONOS, USTED DEBE DE ABRIR LA TAPA Y PASARLE EL CEPILLO POR ENCIMA PARA REMOVER LA SOCIEDAD. EL CEPILLO AL OTRO EXTREMO TRAE UN ALAMBRE QUE SE UTILIZA PARA RASPAR LA CERA ENDURECIDA ACUMULARA EN LA PARTE DE COLOR (ROJO-AZUL) O EN LA TAPA DEL FILTRO. EVITE METER ESTE ALAMBRE EN EL HUEQUITO DEL PARLANTE YA QUE LO PUEDE DAÑAR.



**AZUL - IZQUIERDO**

**ROJO-DERECHO**



**COMO FUNCIONA EL VOLUMEN**



**ENCENDER**

OPRIMA Y GIRE LA PERILLA DEL VOLUMEN HACIA ADELANTE, ASI EL AUDIFONO ENCENDERA Y AUMENTARA GRADUALMENTE EL VOLUMEN.



**APAGAR**

OPRIMA Y GIRE LA PERILLA DEL VOLUMEN HACIA ATRAS, ASI EL AUDIFONO BAJARA EL VOLUMEN Y APAGARA.

## BATERIAS

SUS AUDIFONOS UTILIZAN BATERIAS NUMERO \_\_\_\_\_ (ZINC AIR) ESTAS BATERIAS SON ESPECIALES PARA AUDIFONOS Y LAS PUEDE COMPRAR EN CUALQUIERA DE NUESTROS CENTROS DE SERVICIO. SE LE RECOMIENDA AL PACIENTE ADQUIRIRLAS EN POCAS CANTIDADES (MAXIMO 1 PAQUETES DE 6 UNIDADES) YA QUE EL EXCESO DE HUMEDAD Y LOS CAMBIOS CLIMATICOS PUEDE DAÑARLAS.

**Duración aproximada:** \_\_\_\_\_ días.

10 ZINC AIR (COLOR AMARILLO)



312 ZINC AIR (COLOR CAFE)



**AVISO DE BATERIA  
CON CARGA BAJA**



SUS AUDIFONOS, CUENTAN CON UN SISTEMA DE AVISO DE CARGA BAJA QUE LE RECUERDA A TRAVES DE UN SONIDO SIMILAR A UN DOBLE BEEP, CUANDO ES EL MOMENTO DE REEMPLAZARLAS, ESTO SUCEDERA MINUTOS ANTES DE AGOTARSE DEFINITIVAMENTE. NO ACUMULE BATERIAS GASTADAS.

**Nota: Las Baterías solo tienen una posición en los audifonos, consúltenos si tiene dudas.**